

Osgi ウサギポリクローナル抗体 (Pab) - Q0Jq44

商品番号: CM0019043

前書き

イネ(Oryza sativa)のOsGI (GI)を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで実証済みで、予測分子量は127kDaです。植物生物学および農学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsGI ウサギ pAb
別名	GI; OsGI
対象種	イネ(Oryza sativa)
遺伝子ID	4325329
免疫原	イネ(Oryza sativa) OsGI (Q9AWL7) のアミノ酸820-1090番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	イネ(Oryza sativa)
SWISS	Q0JQ44
タンパク質分子量	127kDa
発送方法	氷袋梱包