

WbおよびElisa用Osgsr1ウサギポリクローナル抗体 - Q53An3

商品番号: CM0021721

前書き

イネOsGSR1（Q53AN3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。Oryza sativaと交差反応します。免疫原：組換えタンパク質。予測分子量：11 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsGSR1ウサギpAb
備考／別名	Gsr1 ; OJ1001_B06.38 ; OsGSR1
種	Oryza sativa
遺伝子ID	4340712
免疫原	Oryza sativa OsGSR1のアミノ酸1～100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（Q53AN3）。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	Oryza sativa
SWISS	Q53AN3
タンパク質分子量	11 kDa
配送	保冷バッグ