


WbおよびElisa用OsSERK2ウサギポリクローナル抗体 - Q7Xv05

商品番号: CM0023757



前書き

イネ（*Oryza sativa*）OsSERK2を標的とするウサギポリクローナル抗体。組換えタンパク質を用いて作製されました。WBおよびELISAで検証済みで、イネと交差反応します。植物免疫、体細胞胚発生、およびブラシノステロイドシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsSERK2 Rabbit pAb
備考/別名	OsSERK1; OsSERK2
種	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）
遺伝子ID	4336035
免疫原	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）OsSERK2の組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）
SWISS	Q7XV05
タンパク質分子量	70kDa
配送	アイスバッグ