


オステオポンチン（Opn）モノクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P10451

商品番号: CM0002206



前書き

ヒトオステオポンチン（OPN、SPP1）に対するマウスモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応しません。骨生物学、免疫学、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	オステオポンチン マウスmAb
備考／別名	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; オステオポンチン
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6696
遺伝子ID	6696
免疫原	ヒトオステオポンチン組換えタンパク質
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10451
タンパク質分子量	35 kDa
発送方法	保冷剤