

Wb、Elisa用 Osrky53 ウサギPab - Q5W6M7

商品番号: CM0022747

前書き

OsWRKY53ウサギpAbは、組換えOryza sativa OsWRKY53（アミノ酸1～181）に対して作製されたポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。アブシジン酸およびジベレリンシグナル伝達に関与し、核に局在するWRKY転写因子を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsWRKY53ウサギpAb
備考／別名	OsWRKY53
種	Oryza sativa
GeneID	4338474
免疫原	組換えタンパク質 Oryza sativa OsWRKY53のアミノ酸1～181に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(Q5W6M7)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	Oryza sativa
SWISS	Q5W6M7
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ