

Oxct1 (Scot) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P55809

商品番号: CM0024090



前書き

OXCT1 (SCOT)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ケトン体代謝の研究や診断薬の開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OXCT1 Rabbit pAb
備考/別名	OXCT; SCOT; OXCT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5019
GeneID	5019
免疫原	ヒト OXCT1 (NP_000427.1) のアミノ酸261-520に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55809
タンパク質分子量	56kDa
配送	氷袋