


Wb、If/Icc、Elisa用 P23/Ptges3 ウサギモノクローナル抗体 - Q15185

商品番号: CM0004960



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのP23/PTGES3 ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。炎症と転写調節に関与する細胞質酵素およびシヤペロンであるプロスタグランジンE合成酵素3を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P23/PTGES3 ウサギ mAb
備考/別名	P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10728
GeneID	10728
免疫原	合成ペプチド ヒトP23/PTGES3 (NP_006592.3)のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15185
タンパク質分子量	19 kDa
発送	氷袋