

Wb、If/Icc、Elisa用 P2Rx4 ウサギポリクローナル抗体 - Q99571

商品番号: CM0029228



前書き

ヒトP2RX4を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。イオンチャネル、免疫学、神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P2RX4 ウサギ pAb
備考/別名	P2X4; P2X4R; P2RX4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5025
遺伝子ID	5025
免疫原	ヒトP2RX4 (NP_002551.2) のアミノ酸55-338に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99571
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷バッグ