


P38 Mapk ウサギ Pab - Q16539

商品番号: CM0015510



前書き

p38 MAPK ウサギ pAbは、ヒト p38 MAPK (アミノ酸 261-360) 内の合成ペプチドに対して作製されたウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。MAPKシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p38 MAPK ウサギ pAb
備考/別名	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1432
GeneID	1432
免疫原	ヒト p38 MAPK (NP_620581.1) のアミノ酸 261-360 に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q16539
タンパク質分子量	41kDa
配送	保冷バッグ