


P70 S6キナーゼ1 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P23443

商品番号: CM0020316



前書き

ヒトのp70

S6キナーゼ1（S6K1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いた細胞増殖および翻訳制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p70 S6キナーゼ1 ウサギpAb
別名	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
種	ヒト
GeneID	6198
免疫原	ヒト P70 S6K（NP_003152.1）のアミノ酸426～525領域に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23443
タンパク質分子量	59kDa
発送方法	保冷剤梱包