


Wb、If/Icc、Elisa用 P75Ntr/Ngfr ウサギポリクローナル抗体 - P08138

商品番号: CM0016814



前書き

ヒト p75NTR/NGFR (CD271; TNFRSF16) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISA で検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経細胞の分化、生存、およびインスリン依存性グルコース取り込みの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p75NTR/NGFR ウサギ pAb
備考/別名	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4804
遺伝子ID	4804
免疫原	ヒト p75NTR/NGFR (NP_002498.1) のアミノ酸273-427に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08138
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバック