


P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 ウサギ Pab - Q15418

商品番号: CM0024648



前書き

p90Rsk/RSK1/RPS6KA1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。タンパク質の分子量は83kDaです。MAPKシグナル伝達および細胞増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 ウサギ pAb
備考/別名	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; p90Rsk/RSK1/RPS6KA1
種	ヒト
GeneID	6195
免疫原	合成ペプチド：ヒトp90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2) のアミノ酸600番からC末端までの配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15418
タンパク質分子量	83kDa
発送方法	保冷剤