

Pai-1/Serpin E1 ウサギ Mab (Wb、Elisa用) - P05121

商品番号: CM0002309



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPAI-1/Serpin E1
ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびサル
のPAI-1と反応します。線溶、細胞移動、および
老化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAI-1/Serpin E1 ウサギ mAb
備考/別名	PAI; PAI1; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpin E1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5054
免疫原	合成ペプチド (ヒトPAI-1/Serpin E1のaa 50-150、P05121)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、サル
SWISS	P05121
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋