

WbおよびElisa用 Pak1ウサギポリクローナル抗体 - Q13153

商品番号: CM0015009



前書き

ヒトPAK1 (alpha-PAK、p65-PAK) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、ラットとも交差反応します。細胞骨格ダイナミクス、細胞遊走、アポトーシスの研究に適しています。組換え免疫原により高い特異性を確保しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAK1ウサギpAb
備考／別名	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5058
GeneID	5058
免疫原	ヒトPAK1 (NP_001122092.1) のアミノ酸130～250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q13153
タンパク質分子量	61kDa
配送	保冷バッグ