


Palld ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用） - Q8WX93

商品番号: CM0016315



前書き

ヒトパラディン（PALLD）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。細胞骨格、細胞接着、がん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PALLD ウサギ pAb
備考/別名	MYN, PNCA1, CGI151, SIH002, CGI-151, PALLD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23022
GeneID	23022
免疫原	ヒトPALLD (NP_001159582.1) のアミノ酸383-672に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WX93
タンパク質分子量	151kDa
発送	保冷バッグ