

Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用パンAktウサギポリクローナル抗体 - P31749/P31751/Q9Y243

商品番号: CM0022311



前書き

パンAkt (AKT1、AKT2、AKT3) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。がんや代謝におけるAKT経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	パンAkt ウサギ pAb
備考/別名	AKT1/AKT2/AKT3; パンAkt
種	ヒト
GeneID (ヒト)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
免疫原	組換えタンパク質 ヒト AKT1/AKT2/AKT3 (NP_005154.2) のアミノ酸311~480番目の配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
タンパク質分子量	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
発送方法	保冷剤