

WbおよびElisa用Pan-Crotonyl-Kウサギポリクローナル抗体

商品番号: CM0000030

前書き

クロトニル化リシン残基に特異的なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。リシンクロトニル化修飾の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Pan-Crotonyl-K Rabbit pAb
種	ヒト
免疫原	合成ペプチド；クロトニル化Kを含む配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
配送	アイスパック