

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Pan Dimethyl-Lysine Rabbit Pab

商品番号: CM0000227

前書き

ジメチル化リシン残基を標的とするPan DiMethyl-lysine Rabbit Polyclonal Antibody (pAb)。ウェスタンブロット、IHCパラフィン、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラット、およびその他の種と交差反応することが予測されます。免疫原：ジメチル化Kを含む合成ペプチド。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pan DiMethyl-lysine Rabbit pAb
遺伝子ID (ヒト)	pan Kme2
免疫原	合成ペプチド；ジメチル化Kを含む配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
配送	アイスバッグ