

パンジメチルリジン ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用）

商品番号: CM0000215

前書き

パンジメチルリジン

ウサギpAbは、ジメチル化リジン残基に特異的なポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISA用途に適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルに対して交差反応性を示し、幅広いメチル化研究に対応可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	パンジメチルリジン ウサギpAb
遺伝子ID（ヒト）	pan Kme2
免疫原	合成ペプチド ジメチル化Kを含む配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
発送方法	保冷剤