

パン乳酸リジン ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） | ラクチル化検出

商品番号: CM0000061

前書き

重要な翻訳後修飾であるパン乳酸リジンを標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IP、ELISAでの使用が検証済みで、広範な種に反応性を示します（ヒト、マウス、ラット）。ラクチル化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	パン乳酸リジン ウサギモノクローナル抗体
対象種	ヒト
免疫原	合成ペプチド；パン乳酸リジンを含む配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	その他修飾抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
発送方法	保冷剤