

Pan 乳酸リジン ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa)

商品番号: CM0000053

前書き

Pan

乳酸リジン修飾を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット(WB)およびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットをはじめ幅広い種と反応し、タンパク質の翻訳後修飾研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pan 乳酸リジン ウサギpAb
対象種	ヒト
免疫原	合成ペプチド；Pan 乳酸リジンを含む配列に対応した合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	その他修飾抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（幅広い種）
輸送方法	保冷剤