

Wb、Db、Elisaアプリケーション用パンメチルヒスチジンウサギポリクローナル抗体

商品番号: CM0000207

前書き

このパンメチルヒスチジンウサギポリクローナル抗体は、合成メチル化ヒスチジンペプチドを免疫原として作製され、WB、DB、ELISAアッセイに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるパンメチルヒスチジン修飾を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	pan-methyl-Histidine Rabbit pAb
遺伝子ID (ヒト)	pan Hme
免疫原	メチル化ヒスチジン (His) 合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, DB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
配送方法	アイスバッグ