

ウエスタンブロットおよびElisaアプリケーション用 Pan Mono-Methyl Lysine ウサギポリクローナル抗体

商品番号: CM0000213

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用 Pan Mono-Methyl Lysine ウサギポリクローナル抗体（製品番号 A18293）。ヒト、マウス、ラットと反応。タンパク質メチル化研究に最適。信頼できる供給源はCamelBioです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pan Mono-Methyl lysine ウサギ pAb
遺伝子ID (ヒト)	pan Kme1
免疫原	合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
配送	保冷バッグ