

Pan-Mono-Methylr (R*Gg) モチーフ
ウサギポリクローナル抗体（Wb、 Db、 Elisa用）

商品番号: CM0000219

前書き

pan-mono-methylarginine
R*GGモチーフを標的とする、検証済みのウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、ドットブロット、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットと反応します。包括的なメチル化検出研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	pan-Mono-MethylR (R*GG) Motif Rabbit pAb
遺伝子ID (ヒト)	pan Rmel
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, DB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
配送方法	アイスバッグ