

Pan-Myristyl-G ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用）

商品番号: CM0000006

前書き

pan-Myristyl-G

ウサギポリクローナル抗体（pAb）は、ミリストイル化グリシン修飾を標的とします。ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済みで、ラットとの交差反応性があります。研究におけるタンパク質の脂質修飾とミリストイル化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	pan-Myristyl-G ウサギ pAb
標的	pan Myristyl-G
免疫原	合成ペプチド；ミリストイル化されたGを含む配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
配送	保冷バッグ