

## ウエスタンブロットおよびElisa用 Pan-Nitrific-Y ウサギポリクローナル抗体

商品番号: CM0000036

### 前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーション用の、pan-Nitrific-Y（チロシン硝化）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットなどとの広範な種間交差反応性が予測されます。免疫原：ミリストイル化リシンを含む合成ペプチド。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                |
|----------|----------------------------------|
| 製品名      | pan-Nitrific-Y ウサギpAb            |
| 種        | ヒト                               |
| 免疫原      | 合成ペプチド ミリストイル化Kを含む配列に対応する合成ペプチド。 |
| ソース      | ウサギ                              |
| カテゴリー    | その他の修飾抗体                         |
| アプリケーション | WB, ELISA                        |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測）           |
| 配送       | アイスバッグ                           |