

Pan リン酸化セリン/スレオニンマウスモノクローナル抗体 - Pan リン酸化セリン/スレオニン

商品番号: CM0001561

前書き

このpanリン酸化セリン/スレオニンマウスモノクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットを含む様々な種におけるリン酸化タンパク質の検出用に設計されています。シグナル伝達研究におけるウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	pan リン酸化セリン/スレオニンマウスモノクローナル抗体
種	ユニバーサル
遺伝子ID (ヒト)	pan p-S/T
免疫原	リン酸化セリン/スレオニンを含む配列に相当する合成ペプチド。
供給源	マウス
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
発送	保冷バッグ