

Pan ホスホセリン/スレオニン ウサギMab - ホスホセリン/スレオニン抗体

商品番号: CM0000844

前書き

リン酸化セリン/スレオニン残基を標的とするパン特異的ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットをはじめ、その他予測される種にわたり、WB、IP、IHC-P、ELISAでの使用に適しています。幅広いリン酸化シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	pan ホスホセリン/スレオニン ウサギmAb
対象種	ユニバーサル
免疫原	リン酸化セリン/スレオニンを含む配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IP、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
発送方法	保冷剤