

Pan Phospho-Serine/Threonine Rabbit Polyclonal Antibody - Pan P-S/T

商品番号: CM0000545

前書き

リン酸化S/T残基の検出のためのPan Phospho-Serine/Threonine Rabbit Polyclonal Antibody。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みで、ヒト、マウス、ラット、および他の種間での広範な交差反応性が予測されています。リン酸化依存性シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pan Phospho-Serine/Threonine Rabbit pAb
遺伝子ID	pan p-S/T
免疫原	リン酸化SおよびTを含む配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測）
配送	氷袋