

Pan Phospho-T Rabbit Pab - ホスホスレオニン (Phospho-T)

商品番号: CM0000675

前書き

リン酸化スレオニン残基を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトやマウスを含む幅広い種と反応することが予測されており、様々な研究コンテキストにおけるタンパク質リン酸化イベントの検出に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pan Phospho-T Rabbit pAb
免疫原	リン酸化Tを含む配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、その他（幅広い反応性が予測されます）
配送	氷袋