

Pan Phospho-Threonine Rabbit Mab - Pan Phospho-Threonine

商品番号: CM0001394

前書き

Pan Phospho-Threonine Rabbit mAbは、ヒト、マウス、ラットなど、広範囲の種におけるスレオニンのリン酸化を検出します。このウサギモノクローナル抗体は、WB、IP、ELISAで検証されており、リン酸化シグナル伝達の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pan Phospho-Threonine Rabbit mAb
種	ヒト
免疫原	ヒトスレオニン周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測される）
配送	アイスバッグ