

パンホスホチロシン マウスモノクローナル抗体 - Pan P-Y

商品番号: CM0001112

前書き

パンホスホチロシン
マウスモノクローナル抗体は、リン酸化されたチロシン残基を検出します。WB、IF/ICC、ELISAの各アプリケーションに適しており、ヒト、マウス、ラットをはじめ幅広い種での反応性が予測されています。チロシンキナーゼシグナル伝達研究に必須の試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	パンホスホチロシン マウスモノクローナル抗体
遺伝子ID (ヒト)	pan p-Y
免疫原	リン酸化Yを含む配列に対応する合成ペプチド
起源	マウス
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	ウエスタンブロッティング(WB)、免疫蛍光/免疫細胞化学(IF/ICC)、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（幅広い種での反応性を予測）
発送方法	保冷剤