

Pan ホスホチロシン ウサギMab - Pan P-Y

商品番号: CM0001604

前書き

ヒト、マウス、ラットの全種にわたりパンホスホチロシン残基を認識するウサギモノクローナル抗体で、WB、IP、ELISAのアプリケーションで検証済みです。チロシンリン酸化シグナル伝達ネットワークの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pan ホスホチロシン ウサギmAb
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	Pan p-Y
免疫原	合成ペプチド：チロシン周辺がリン酸化されたランダムペプチドライブラリー
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
発送方法	保冷剤