

パン ホスホチロシン ウサギ モノクローナル抗体 - Pan Phospho-Tyrosine Rabbit Mab

商品番号: CM0001976

前書き

WB、IP、ELISA用パン ホスホチロシン ウサギモノクローナル抗体 (mAb)。ヒト、マウス、ラット、およびその他の種のホスホチロシンを広範な反応性で検出します。リン酸化および細胞シグナル伝達の研究に最適です。>10KDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pan Phospho-Tyrosine Rabbit mAb
免疫原	合成ペプチド：リン酸化されたYを含む配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲であると予測）
タンパク質分子量	>10KDa
配送方法	アイスバッグ