

Pan フォスフォ-チロシン ウサギ Pab - Pan P-Y

商品番号: CM0001258

前書き

汎用フォスフォ-チロシンを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラット、および幅広いその他の種を認識します。チロシンリン酸化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pan フォスフォ-チロシン ウサギ pAb
遺伝子ID (ヒト)	Pan p-Y
免疫原	合成ペプチド。リン酸化されたSおよびTを含む配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲の種で予測）
配送	アイスパック