

パン-サクシニル-K ウサギモノクローナル抗体 – Wb、Ip、Db、Elisa用サクシニル化リシン抗体

商品番号: CM0000013

前書き

サクシニル化リシン残基を検出するためのパン-サクシニル-K
ウサギモノクローナル抗体。WB、IP、DB、ELISAに適し、広範な交差反応性（ヒト、マウス、ラット）が予測されています。翻訳後修飾研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	パン-サクシニル-K ウサギモノクローナル抗体
免疫原	合成ペプチド：サクシニル化Kを含む配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
適用	WB、IP、DB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）
発送	保冷バッグ