

WbおよびElisaアプリケーション用パン対称ジメチルアルギニンモチーフウサギ Mab

商品番号: CM0000206

前書き

WBおよびELISA用パン対称ジメチルアルギニンモチーフウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット、および予測される広範囲の種と反応します。メチル化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	パン対称ジメチルアルギニンモチーフウサギmAb
種	ヒト
免疫原	合成ペプチド（対称ジメチルRを含む配列に対応する合成ペプチド）
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測される）
配送	アイスバッグ