

パン対称性ジメチルアルギニン

ウサギポリクローナル抗体（ウエスタンブロット(Wb)・Elisa用）

商品番号: CM0000218

前書き

ウエスタンブロット(WB)およびELISA向けの高純度パン対称性ジメチルアルギニン

ウサギポリクローナル抗体(pAb)です。対称性ジメチルアルギニンペプチドを免疫原として作製されており、メチル化研究において、ヒト・マウス・ラットをまたぐ幅広い交差反応性が予測されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	パン対称性ジメチルアルギニン ウサギpAb
遺伝子ID（ヒト）	pan Rme2s
免疫原	メチル化Rを含む配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
発送方法	氷袋梱包