

Wb、Ip、Elisa、Chip用パン-トリ-メチルリジンウサギポリクローナル抗体 – Camelbio

商品番号: CM0000211

前書き

CamelBioは、ウェスタンブロット、免疫沈降、ELIS A、ChIPで検証されたパン-トリ-メチルリジンウサギポリクローナル抗体を提供しています。ヒト、マウス、ラット、およびその他の種にわたるトリメチル化リジン修飾を検出します。エピジェネティクスおよびシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	pan-Tri-Methyl lysine Rabbit pAb
遺伝子ID (ヒト)	pan Kme1
免疫原	トリメチル化Kを含む配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB、IP、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測されます）
配送	アイスバッグ