

パン-トリメチル-リジン (Pan Kme3) ウサギ ポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用)

商品番号: CM0000210

前書き

WBおよびELISAアプリケーション向けのパン-トリメチル-リジン (pan Kme3) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルとの交差反応性を示す。エピジェネティクスおよび翻訳後修飾研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	pan-トリメチル-リジン ウサギ pAb
遺伝子ID (ヒト)	pan Kme3
免疫原	トリメチル化Kを含む合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
配送	保冷バッグ