

パンユビキチンレムナントモチーフ（K-E-Gg）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用）

商品番号: CM0000039

前書き

抗パンユビキチンレムナントモチーフ（K-ε-GG）ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットの検体においてユビキチン化モチーフを検出し、ユビキチン研究やアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	パンユビキチンレムナントモチーフ（K-ε-GG）ウサギpAb
免疫原	ユビキチン化モチーフ（K-ε-GG）を含む合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	その他修飾抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
発送方法	氷袋梱包