

Wb、Ihc-P、Elisa用 Par4 ウサギモノクローナル抗体 - Q96Iz0

商品番号: CM0005789



前書き

WB、IHC-P、ELISA用の高特異性PAR4ウサギモノクローナル抗体。がんおよび神経変性疾患研究におけるプロアポトーシスタンパク質であるヒトおよびマウスPAR4と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAR4 ウサギ mAb
備考/別名	PAR4; Par-4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5074
遺伝子ID	5074
免疫原	合成ペプチド ヒトPAR4 (Q96IZ0) のアミノ酸241-340に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96IZ0
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ