


Wb、Elisa用Pargウサギポリクローナル抗体 - Q86W56

商品番号: CM0014333



前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISAでバリデーション済みのPARGウサギポリクローナル抗体。DNA損傷修復およびADPリボシル化代謝における重要な酵素である、ヒトポリ（ADPリボース）グリコヒドロラーゼを認識します。予測分子量は111 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARGウサギpAb
備考／別名	PARG99; PARG
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8505
免疫原	ヒトPARG（NP_003622.2）のアミノ酸777～976に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86W56
タンパク質分子量	111 kDa
輸送	保冷バッグ