

Wb、Elisa用 Parp10 ウサギポリクローナル抗体 - Q53GL7

商品番号: CM0016292



前書き

ヒトPARP10 (ARTD10)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。DNA損傷修復、ADP-リボシル化、およびGSK3Bシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARP10 Rabbit pAb
備考/別名	ARTD10; PARP10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84875
GeneID	84875
免疫原	ヒトPARP10 (NP_116178.2) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q53GL7
タンパク質分子量	110kDa
配送	アイスバッグ