


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Parp3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6F1

商品番号: CM0030560



前書き

PARP3 (ARTD3)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。DNA修復およびモノADPリボシル化の研究に有用です。分子量は60 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARP3 Rabbit pAb
別名	IRT1; ARTD3; ADPRT3; ADPRTL2; ADPRTL3; PADPRT-3; PARP3
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	10039
免疫原	ヒトPARP3 (NP_005476.4) のアミノ酸178〜533番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6F1
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	氷袋