

Wb、Elisa用Pax3ウサギモノクローナル抗体 - P23760

商品番号: CM0007575



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みのウサギモノクローナル抗PAX3抗体。神経堤の発生および筋形成において重要な転写因子であるヒト、マウス、ラットのPAX3と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PAX3ウサギmAb
備考／別名	WS1 ; WS3 ; CDHS ; HUP2 ; PAX-3 ; PAX3
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	5077
GeneID	5077
免疫原	ヒトPAX3 (NP_852122.1) のアミノ酸350～450内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23760
タンパク質分子量	53kDa
輸送条件	保冷バッグ