

Pax4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43316

商品番号: CM0026928

前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのPAX4ウサギポリクローナル抗体。膵臓β細胞の発生に重要な転写因子であるヒトおよびマウスPAX4に反応します。糖尿病および分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAX4 ウサギ pAb
備考/別名	KPD; MODY9; PAX4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5078
GeneID	5078
免疫原	ヒトPAX4（NP_006184.2）のアミノ酸50-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43316
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ