

Wb、Ihc-P、Elisa用 Pbxip1 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Aq6

商品番号: CM0024970

前書き

ヒト PBXIP1 (HPIP)
対抗ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISA
で検証済み。ヒト、マウス、ラットの標的を検出。81 kDa
タンパク質。転写制御およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PBXIP1 ウサギ pAb
備考/別名	HPIP; PBXIP1
種	ヒト
遺伝子ID	57326 (ヒト)
免疫原	ヒト PBXIP1 (NP_065385.2) のアミノ酸 1-190 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96AQ6
タンパク質分子量	81kDa
配送	氷袋