

Pcgf3 ウサギ ポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q3Knv8

商品番号: CM0025988

前書き

ヒトPCGF3（RNF3A）に対するウサギポリクローナル抗体。PCGF3は、遺伝子抑制とヒストン修飾に関与するポリコーム群タンパク質です。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。エピジェネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCGF3 ウサギ pAb
備考/別名	RNF3; DONG1; RNF3A; PCGF3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10336
GeneID	10336
免疫原	ヒトPCGF3（NP_006306.2）のアミノ酸1-242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q3KNV8
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ