

Pcnp ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Ww12

商品番号: CM0013258

前書き

細胞周期制御に関与する核タンパク質であるヒトPCNPを標的としたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCNP ウサギpAb
別名	PCNP
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57092
遺伝子ID	57092
免疫原	ヒトPCNP (NP_065090.1) のアミノ酸1-178番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISSプロットID	Q8WW12
タンパク質分子量	19kDa
輸送方法	氷袋